

## AT1000 Sistema completo



### 1 2 3 Titolatori Hach Lange serie AT1000

Il sistema TITRALAB AT1000 HACH LANGE utilizza funzioni preimpostate che eliminano la necessità di complesse programmazioni e forniscono risultati accurati.

Risultati affidabili con la titolazione.

Semplicità di configurazione per il titolatore.

**Applicazioni:**

- Acqua potabile
- Acque reflue
- Alimenti e bevande
- Industria petrolchimica.

#### IMPORTANTE!

È necessario abbinare al titolatore il kit idoneo (pH acidità oppure SO<sub>2</sub> libera e totale - vedi "Sampler & Kit per titolatore AT1000"), a seconda dell'analisi che si deve svolgere.

Il piatto campionatore (Sampler) è opzionale.

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
mod. AT1102, composto da: 1 siringa pH e Acidità Totale	1	AT1102.98
mod. AT1122, composto da: 1 siringa e 2 pompe per la determinazione di SO <sub>2</sub> Libera - SO <sub>2</sub> Totale - SO <sub>2</sub> Combinata	1	AT1122.98
mod. AT1222, composto da: 2 siringhe e 2 pompe per SO <sub>2</sub> Libera - SO <sub>2</sub> Totale - SO <sub>2</sub> Combinata, pH e Acidità Totale	1	AT1222.98



AT1102 - 1 siringa



AT1122 - 1 siringa e 2 pompe



AT1222 - 2 siringhe e 2 pompe

### Sampler & Kit per titolatore AT1000

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Sampler TitraLab, 12 beakers da 50 mL, completo di software	1	AS1000.98.12
Sampler TitraLab, 30 beakers da 50 mL, completo di software	1	AS1000.98.30050
Sampler TitraLab, 20 beakers da 90 mL, completo di software	1	AS1000.98.20
Sampler TitraLab, con agitazione sia dall'alto che dal basso completo di agitatore a palette e bicchieri monouso	1	AS1000.98.20B
Sampler TitraLab, 20 beakers riutilizzabili da 90 ml. Piatto standard con agitazione dall'alto e dal basso	1	AS1000.98.20C
Kit pH - Acidità Totale su alimenti e vini	1	39987209
Kit SO <sub>2</sub> Libera e Totale su alimenti e vini	1	39987211

## Accessori per Titolatori AT1000

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
DPU-S445 USB: Kit stampante con carta termica	1	39987000
CARTA TERMICA per stampante 8201, in rotoli	5	3126119
TITRAMASTER 1000, Software per PC con cavo Ethernet	1	39987002
POMPA esterna (autolivello campione)	1	39987197
AGITATORE a motore, con albero da 70 mm	1	39987003
SUPPORTO regolabile in metallo SLAP100, per Laptop	1	E003299
TABLET PC LENOVO Yoga 300	1	E000469
TASTIERA resistente all'acqua nera	1	E003306
MOUSE USB con cavo, sensore ottico HPX900	1	E002985
PORTASONDA autocampionatore AS1000 due sonde	1	E000356

## Ricambi per titolatore AT1000

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Siringa da 10 mL in vetro (LZE102)	1	39987004
O-ring per siringa da 10 mL (LZE106)	1	39987005
Set beaker da 150 mL (LZE109)	10	39987006
Set beaker da 50 mL (LZE108)	10	39987007
Set di tubi (2x) per siringa aspirazione e uscita (LZE114)	1	39987008
Set di tubi (2x) per pompa aspirazione e uscita (LZE115)	1	39987009
Tappo Flacone GL25 (LZE116)	1	39987010
Tappo Flacone GL45 (LZE117)	1	39987011
Tubo essiccante con cotone (LZE120)	1	39987012
Adattatore Conico NS 14/23 trasparente porta elettrodo (LZE122)	1	39987013
Ancoretta magnetica Teflon 20x6 (LZE136)	10	39987014
Supporto per tubi a 4 posizioni (LZE141)	1	39987015
Raccordo tubo 2x (LZE124)	1	39987016
Cassetta di ricambio per pompa (LZE125)	1	39987017
Chiavetta USB per applicazioni alimentari e bevande (LZE131)	1	39987018
Set completo per siringa da 10 mL (LZE137)	1	39987019
Alimentatore, senza cavo (LZE144)	1	39987020
Cavo adattatore RS-232 (LZE145)	1	39987021
Copertura di protezione della siringa (LZE156)	1	39987022
Connettore e blocco elettrovalvola (LZE165)	1	39987023
Beakers 90 ml in PP, 20 pz. (LZE194)	1	39987032
Gruppo pompa peristaltica "Neop", Int 2 mm, Portata 70 mL/min	1	3126122

## Elettrodi per AT1000

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Elettrodo Pt-Pt. Cavo 1 metro	1	39987024
Elettrodo Ph in vetro Red Rod in Kcl e anello in PTFE	1	39987025
Adattatore per modelli precedenti	1	39987026

**Optech microscopes**  
www.exactaoptech.com