

1



Gallardo

## 1 ANALIZZATORE Enzimatico Mod. Gallardo

L'evoluzione dell'analisi enzimatica.

Estrema semplicità di utilizzo: grazie all'utilizzo di Reattivi Liquidi Stabili (SRL) preinfalati e pronti all'uso, non sono previste fasi preparative del reagente; tutte le analisi in un click.

Oltre a tutte le analisi enzimatiche classiche, misura anche l'alcol.

Tastiera touch screen.

Stampante.

Analisi che si possono eseguire con lo strumento:

Acido acetico, Acido citrico, Acido gluconico, Acido D-lattico, Acido L-lattico, Acido malico, Acido L-ascorbico, Acido succinico, Acido tartarico, Acetaldeide, Antociani, Glucosio/fruttosio, Nitrati, Saccarosio/glucosio, Solfiti, SO<sub>2</sub>, Test colore 420/520, Test colore 420/520, Potassio Rame ed inoltre Acidità totale Alcol.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Display: 320x240 (1/4 of VGA)

Numero di test programmabili: 1000 Test

Interfaccia esterna PS2 RS232

Sorgente Luminosa: Alogena 12V 20W

Detector al Silicio: 340 nm-620 nm

Controllo della temperatura a celle peltier

Stampante grafica 24 caratteri

Alimentazione: 110/220 AC 50-60 Hz

Dimensioni: 42 L x 38 P x 25 H cm/Peso: 11 Kg

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
GALLARDO, analizzatore enzimatico	1	A11377

2



## 2 Reagenti SLR per Gallardo e Manuali

Stable Liquid Reagent (SLR)

Per metodi approvati O.I.V.

Pronti all'uso.

Descrizione	N. analisi	Pz./Cf.	Codice
ACIDO ACETICO Enzimatico UV. Standard incluso 1 g/L	Gallardo 90 / Manuale 45	1	EN001LB
ACIDO CITRICO Enzimatico UV. Standard incluso 0.8 g/L	Gallardo 80 / Manuale 40	1	EN003
ACIDO D-GLUCONICO Enzimatico UV. Standard incluso 2 g/L	Gallardo 100 / Manuale 50	1	EN004B
ACIDO D-LATTICO Enzimatico UV. Standard incluso 0.6 g/L	Gallardo 100 / Manuale 50	1	EN006B
ACIDO L - LATTICO Enzimatico UV. Standard incluso 0.6 g/L	Gallardo 100 / Manuale 50	1	EN005B
ACIDO ASCORBICO Enzimatico UV. Standard incluso 500 mg/L	Gallardo 80 / Manuale 40	1	EN131B
ACIDO L-MALICO Enzimatico UV. Standard incluso 1 g/L	Gallardo 100 / Manuale 50	1	EN007B
ACIDO PIRUVICO Enzimatico UV	Gallardo 30 / Manuale 15	1	EN017IS
ACIDO TARTARICO Enzimatico UV. Standard incluso 5 g/L	Gallardo 160 / Manuale 80	1	EN021A
ALDEIDE ACETICA Reagente + Liofilo 5x20 mL STD incluso 100 mg/L	Gallardo 100 / Manuale 50	1	EN009
ANIDRIDE CARBONICA CO <sub>2</sub> Enzimatico UV	Gallardo 33 / Manuale 15	1	EN100IS
ANTOCIANI	Gallardo 200 / Manuale 100	1	EN011
AZOTO AMMONIACALE Enzimatico UV. Standard incluso 50 mg/L	Gallardo 100 / Manuale 50	1	EN008B
AZOTO ALFA-AMMINICO O-ftaldialdeide UV. Standard incluso 250 mg/L	Gallardo 100 / Manuale 50	1	EN010B
CALCIO IONICO Arsenazo III. Standard incluso 100 mg/L	Gallardo 200 / Manuale 100	1	EN020B
CATECHINE	Gallardo 120 / Manuale 60	1	EN019L
COLORE 420 - 520 - 620	Gallardo 400 / Manuale 100	1	EN024
FERRO IONICO Ferene S. Standard incluso 20 mg/L	Gallardo 80 / Manuale 40	1	EN016
GLICERINA Enzimatico Metodo OIV. Standard incluso 0.4 g/L	Gallardo 100 / Manuale 50	1	EN015UV
GLUCOSIO-FRUTTOSIO Enzimatico UV. Standard incluso 1 g/L	Gallardo 100 / Manuale 50	1	EN014
GLUCOSIO Enzimatico UV. Standard incluso 1 g/L	Gallardo 100 / Manuale 50	1	EN140
MAGNESIO xilidile blu	Gallardo 30 / Manuale 15	1	EN025IS
POLIFENOLI TOTALI Folin-Ciocalteus. Standard incluso 3 g/L Ac.Gallico	Gallardo 200 / Manuale 100	1	EN018
POTASSIO Turbidimetrico. Standard incluso 1500 mg/L	Gallardo 100 / Manuale 50	1	EN026
RAME Standard incluso 2 - 1 - 0.1 mg/L	Gallardo - / Manuale 50	1	EN013
SACCAROSIO Standard incluso 5 g/L	Gallardo - / Manuale 80	1	EN149
SO <sub>2</sub> LIBERA Standard Polvere incluso 80 mg/L	Gallardo - / Manuale 60	1	EN022
SO <sub>2</sub> TOTALE Standard Polvere incluso 160 mg/L	Gallardo - / Manuale 100	1	EN023
UREA Enzimatico UV	Gallardo 30 / Manuale 15	1	EN055IS