



# Il vincitore del confronto tecnologico: HPP750eco

**memmert**

La Advanced Peltier Technology permette di risparmiare l'85% in più di energia rispetto ai prodotti convenzionali.



Consumo annuale in kWh ■ Memmert HPP750eco ■ Binder KBF-S720

## Efficienza superiore con performance ineguagliabili

Un confronto tecnologico indipendente, condotto da Testo International Services AG, conferma l'eccezionale efficienza e performance della Advanced Peltier Technology di Memmert. Rispetto alla camera climatica dotata di compressore KBF-S720 di Binder, il prodotto Memmert HPP750eco è sette volte più efficiente dal punto di vista energetico nei test comuni secondo la linea guida ICH Q1A (R2).

[www.memmert.com/technology-comparison](http://www.memmert.com/technology-comparison)

## Performance certificate HPP750eco<sup>1,2</sup>

	10°C / 40% rH	21°C / 45% rH	25°C / 60% rH	30°C / 65% rH	40°C / 75% rH
Deviazione spaziale della temperatura	0,42 K	0,28 K	0,42 K	0,3 K	0,36 K
Deviazione spaziale dell'umidità	1,14% rH	0,76% rH	1,48% rH	1,11% rH	1,46% rH
Deviazione temporale della temperatura	0,02 K	0,02 K	0,01 K	0,01 K	0,02 K
Deviazione temporale dell'umidità	0,14% rH	0,31% rH	1,14% rH	1,14% rH	1,14% rH

“La camera climatica Memmert  
permette di risparmiare di più  
di un computer portatile!”

71 Watt\*



80 Watt



\*Punto climatico 25°C / 40% rH

## Advanced Peltier Technology - efficiente, sostenibile e potente

Grazie ai requisiti minimi di energia dell'innovativa Advanced Peltier Technology di Memmert, gli utenti non solo risparmiano notevoli costi operativi, ma lavorano anche in modo sostenibile senza compromettere le prestazioni.

Inoltre, Memmert ha un proprio dipartimento che realizza l'analisi regolare delle prestazioni.

L'attenzione si concentra sulle prestazioni effettive dei dispositivi seriali e sul loro continuo sviluppo.



La scheda tecnica completa delle prestazioni dell'HPP750Deco è disponibile su:  
[www.memmert.com/technology-comparison](http://www.memmert.com/technology-comparison)

ADVANCED PELTIER TECHNOLOGY

save  
resources



save  
energy



use unique  
technology



save  
money



## Memmert: Qualità e performance con una tradizione

Memmert, azienda tedesca con una lunga tradizione alle spalle, è esperta nel campo delle atmosfere controllate da 80 anni. Il brand ha introdotto con grande successo camere climatiche Peltier innovative per più di 20 anni.

Con l'attuale serie HPPeco, l'esclusiva Advanced Peltier Technology è stata notevolmente ampliata nella gamma di modelli da 110 fino a 2140 litri, garantendo così la giusta soluzione per tutte le esigenze.

Sei alla ricerca di una nuova camera  
climatica per i test di stabilità?

Contattaci via email per ricevere un'offerta individuale all'indirizzo ► [sales@memmert.com](mailto:sales@memmert.com)

LABCENTER  
**EXACTA + OPTECH**



**memmert**