EXACTA Wine & Beverage

Distillatore per alcool ultrarapido

Distillatore ultrarapido completamente automatico per la determinazione dell'alcool nei vini, mosti, suoi derivati

e nelle bevande spiritose.

SICURO

Magnete di sicurezza attivato dalla staffa blocca tappo

Protezione ampolla di distillazione in plexiglass trasparente

UFFICIALE

Risponde ai requisiti
dei **metodi O.I.V.**per la determinazione
dell'alcool nei vini, suoi derivati
e nelle bevande spiritose

INTUITIVO

Tastiera a membrana di facile utilizzo

RAPIDO

100 cc di distillato in 4 minuti 200 cc di distillato in 6 minuti

PRATICO

Pistola di lavaggio per una comoda igienizzazione dell'ampolla di distillazione

AUTOMATICO

Nuovo sistema
con sonda conducibilità
che consente
l'arresto automatico
della distillazione
al raggiungimento
del volume necessario

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione: 220/240 V 50/60 Hz 8 A
- Dimensioni: 230 x 360 x 825 mm
- Peso: 17 kg
- Marcatura "CE"

EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A.

Via Bosco, 21 - 41030 S. Prospero (MO) - Italy



www.exactaoptech.com